

LAKTOSETOLERANZTEST

VORBEREITUNG:

Bei Eingabe von **LTTO (Laktosetoleranztest oral, wird aus dem Blut bestimmt)** druckt der Etikettendrucker **drei Röhrchenetiketten** mit folgender Beschriftung aus: **Serum 1, Serum 2** und **Serum 3**.

ABLAUF:

1) Nüchtern:	erste Blutabnahme im 1x Serumröhrchen (ROT) Röhrchen mit „Serum 1“-Etikett bekleben und zusätzlich bitte NÜ (für nüchtern) draufschreiben
2) Laktosegabe:	50 g Laktose in ¼ Liter Wasser auflösen und trinken
3) Nach 30 Minuten:	zweite Blutabnahme im 1x Serumröhrchen (ROT) Röhrchen mit „Serum 2“-Etikett bekleben und zusätzlich bitte 30 (für 30 Minuten) draufschreiben
4) Nach weiteren 30 Minuten:	dritte Blutabnahme im 1x Serumröhrchen (ROT) Röhrchen mit „Serum 3“-Etikett bekleben und zusätzlich bitte 60 (für 60 Minuten) draufschreiben

ANMERKUNG:

Bei Patienten ist das Kürzel **LTTO (Laktosetoleranztest oral)** in das Med Request-Programm einzugeben.